

Name (EN)	VITA Shade
Name (TH)	เครื่องเทียบสีฟัน
Model	VITA Easyshade <sup>®</sup> , Germany.
Description	<p>เครื่องเทียบสีฟันเหมาะสำหรับวัดเทียบสีฟันทางคลินิก สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของ tip 4 mm ทำการยิงโดยใช้ tip วางลงตรง Block ทำการยิง 1 ครั้งเพื่อทำ Calibration ก่อนการใช้งาน เลือกใช้งานตามโหมด โดยการกดปุ่ม เลื่อนขึ้น เลื่อนลง เพื่อเลือกโหมดการวัด โหมดยิงฟันธรรมชาติ วิธีการเลือกใช้งาน ยิง 1 จุด หรือยิงหลายจุดประมวลผลเป็น 1 สี หรือยิง 3 จุด โดยยิงบริเวณคอฟัน/กลางฟัน/ปลายฟัน โหมดยิงฟันปลอม ทั้งนอกปากและในปาก ค่าที่ประมวลผล L* a* b* และเครื่องสามารถบันทึกค่าสูงสุดได้ 30 ค่า</p>
ผู้ดูแลเครื่อง	บุลิวรรณ กอวงษ์

