

Name (EN)	Amalgamator
Name (TH)	เครื่องปั่นอมัลกัม
Model	ProMix 402E, Dentsply, USA.
Description	ใช้ผสมอมัลกัมหรือสารอื่น โดยใช้แรงเหวี่ยงจากมอเตอร์ ขนาดของเครื่องกว้าง 21 มม. ลึก 205 มม. สูง 120 มม. ความเร็วรอบสูงถึง 4,200 รอบ/วินาที (rpm) มีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันการกระจาย มีระบบตรวจจับหากฝาครอบถูกเปิดขณะทำงาน เครื่องจะหยุดทันที กรณีไม่ปิดฝาครอบเครื่องจะไม่ทำงาน ปรับตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0-30 วินาที ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-230 V
ผู้ดูแลเครื่อง	อนุชาติ ศรีจันบาล

